

Comment utiliser un masque correctement ?



0 Avant d'utiliser un masque, veillez à avoir les mains propres et désinfectées.




1 Repérez le sens du masque : bande rigide en haut, face colorée à l'extérieur. Certains masques portent une indication "EXT" pour extérieur.



(2) Si vous portez des lunettes, enlevez-les le temps de positionner votre masque.



3 Saisissez délicatement le masque par les élastiques.



4 Passez les élastiques derrière les oreilles.




5 Pincez la bande rigide pour épouser les contours de votre nez.



6 Tirez le masque par le bas pour couvrir la totalité du menton



7 Une fois en place, ne touchez plus à votre masque ! Les masques à usage unique ne doivent pas être utilisés plus de 4 heures cumulées.



8 Une fois utilisé, ôtez délicatement le masque en le prenant par les élastiques.



9 Jetez directement votre masque dans une poubelle sans le froisser.



10 Lavez-vous les mains au savon ou au gel hydroalcoolique tout de suite après avoir jeté votre masque.

! Attention !

- Ne manipulez jamais la face extérieure de votre masque, elle peut être contaminée.
- Ne placez pas votre masque sous votre menton (en collier) même pour boire ou pour une courte durée. Vous risquez de contaminer vos mains ainsi que votre cou.